

Je ademt 20.000 keer per dag
- Longen zijn vitale organen die je aandacht verdienen

Spiromagic® is een op de smartphone gebaseerde spirometer die de longfunctie meet in seconden




Open Blaas Bewaar
Zo eenvoudig is het!

De Spiromagic®-app bewaakt de voortgang en biedt realtime inzicht in essentiële longparameters

FEV1
FEV6
RATIO - FEV1/FEV6

PEF
Estimated Lung Age
Lung number
(FEV1/Normal volume)



Houd je longen in de gaten

www.spiromagic.dk

Het intuïtieve apparaat is ontwikkeld en getest met gebruikersgroepen, waardoor het gemakkelijk is voor dagelijks gebruik



De resultaten die door Spiromagic worden geleverd, voldoen aan de geavanceerde internationale normen voor Longgeneeskunde - the Global Lung-function Initiative (GLI)

API klaar om te integreren met Telemedicine platforms



Alle resultaten worden opgeslagen in een beveiligde database



Eenvoudig te downloaden en in te stellen

2 - Schakel Spiromagic in en voeg toe als een Bluetooth-apparaat



3 - Maak een account aan en stel uw persoonlijk profiel in

1 - Spiromagic-app downloaden



4 - Openen, blazen en opslaan

6 - Volg uw ontwikkeling

5 - Bekijk uw metingen op elk gewenst moment

Houd je longen in de gaten

www.spiromagic.dk



Meer informatie op www.spiromagic.dk

All rights reserved Spiromagic®



DYNAMOVCI 11
2800 9800RD
DANMARK
TEL: +45 28 57 41 30
EMAIL: INFO@SPIROMAGIC.DK
CVR: 36903011



Meet en bewaak uw longfunctie
Hoe gebruik je de Spiromagic



Spiromagic geeft u onmiddellijk real-time gegevens en de status van hun longfunctie

Met het apparaat kunt u stroomvolumegrafieken en alle gemeten waarden bekijken

Alle metingen worden opgeslagen in een beveiligde database, waardoor het eenvoudig is om uw longtoestand te monitoren en te controleren.

www.spiromagic.dk